

## Средство дезинфицирующее с моющим эффектом

- Обладает вирулицидным, антимикробным, фунгицидным действием
- Обладает моющим эффектом
- Безопасно для поверхностей и материалов
- Не имеет резкого запаха
- Может применяться способом протирания в присутствии людей
- Может применяться для дезинфекции обуви с помощью дезковриков
- РАЗРЕШЕНО для применения на предприятиях общественного питания и торговли; промышленных рынках; предприятиях коммунально-бытового обслуживания; в дошкольных и школьных учреждениях; организациях культуры, отдыха и спорта, социального обеспечения; пенитенциарных учреждениях.

# K-220



### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовить рабочий раствор дезинфицирующего моющего средства. Рабочие концентрации контролируются с помощью индикаторных тест-полосок "K-220". Обработать поверхности методом орошения, протирания, замачивания или погружения. Оставить дезинфицирующее средство на поверхности на время согласно выбранному режиму дезинфекции. Смыть или протереть ветошью поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами.

### В СИСТЕМЕ СЕЙФ ЛИНК:

Дезинфицирующее средство используется через специальный автоматический дозатор, устанавливаемый и обслуживаемый сервисной службой компании ТАЙГЕТА. Концентрация подбирается согласно способу применения средства и характеру загрязнений. Подробно применение средства изложено в инструкциях по применению № 01/2020 и № 02/2020, утвержденных ФБУН ЦНИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора. При подключении канистры убедитесь, что цвет специальной круглой маркировки на этикетке совпадает с цветом ответной накручивающейся части от дозирующего оборудования, а буквенно-цифровая маркировка средства на дозаторе совпадает с названием на канистре.

**В РАСПЫЛИТЕЛЕ FastMix:** концентрация раствора 0,5%. Время выдержки: 60 мин при вирулицидном режиме, 5 мин при антибактериальном режиме.


### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе со средством необходимо использовать средства защиты кожи. При обработке способом орошения использовать респиратор и очки. При попадании на кожные покровы или в глаза промыть проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. Курить, пить и принимать пищу во время обработки строго воспрещается.

**ХРАНИТЬ** в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств. Не использовать по истечении срока годности. Средство сохраняет потребительские свойства после заморозания и последующего оттаивания.

**СРОК ГОДНОСТИ** концентрат - 36 месяцев с даты указанной на упаковке, рабочие растворы - 31 сутки

**ФОРМА УПАКОВКИ** канистра 5 л сейф линк, флакон 325 мл FM, канистра 10 л.



📞 8-800-200-89-95  
 бесплатно из любого региона РФ  
[www.taigeta.ru](http://www.taigeta.ru)